

代替用气体喷灯来烧的传统灭菌方式，取得安全确实的灭菌效果。

特征：

灭菌作业在燃烧管内进行，细菌和微生物不会飞散出来，使用安全方便。

- 白金移植圈、针等在燃烧管内被灭菌，与传统的通过气体喷灯烧却来消毒的方式相比，更安全可靠和方便。
- 发热量也只有气体喷灯的1/6，节能环保，在生物安全柜和其它洁净封闭环境中也能使用。
- 采用耐热性优异、加热均匀的石英玻璃加热管。对多量的连续灭菌有非常高的效率。



功能性



站立作业、坐姿作业等，可以根据所处位置自由调整加热器的角度，操作十分方便。

消耗品



用来保存灭菌处理后有余热的白金耳支架。特别是多次、连续作业时非常重要。冷却中也不会被其它东西碰到。



加热装置（商品号：280002）

■ 技术规格

商品号	292232
型号	SL-21
内部灭菌温度	800 ~ 850 °C
灭菌温度到达时间	10分钟
口径	15mm
加热器	130W
电源	AC100V 50/60Hz 1.5A
外形尺寸	W 95 × D 170 × H 200mm
净重	1.5kg

⚠ 注意 ● 禁止在引火性、爆发性气体氛围中使用
● 不要使用爆发性、可燃性物质

● 不要触摸高温部分